



Reck - MOTomed Viva 2

Bewegingstrainer

De Viva 2 is ontwikkeld om trainen voor personen met een bewegingsbeperking mogelijk te maken. Bewegen is van groot belang en heeft een positieve invloed op lichaam en geest. Uw benen worden warm en minder pijnlijk, spieren worden soepeler en spasmen kunnen worden verminderd. Daarbij wordt de bloedcirculatie geactiveerd waardoor de stofwisseling wordt gestimuleerd en het natuurlijke afweersysteem wordt versterkt.



Trainen met de MOTomed Viva 2 is een therapie met enkel positieve bijwerkingen en kan zowel passief als actief gebruikt worden. Door de eenvoudige bediening is de MOTomed Viva 2 voor iedereen geschikt en biedt deze ondersteuning waar dit nodig is;



Passieve training: De MOTomed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en vermindert spasticiteit. Passieve training verbetert de bloedsomloop en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.



Training met ondersteuning: De MOTomed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in de MOTomed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.



Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen. Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.

Spasme registratie:

Gedurende de gehele training wordt spierspanning geregistreerd en de MOTomed stopt bij het kleinste signaal van kramp. Wanneer een spasme geregistreerd wordt stopt de motor en zal deze rustig de snelheid weer opbouwen in de tegengestelde draairichting.



RECK

Medical Devices



Reck - MOTomed Viva 2

- Symmetrie training
- Spasme registratie
- Groot display voor eenvoudige bediening



Standaard uitvoering:

- Passief ondersteunend of actief trainen
- Snelheidsregeling: 0 - 60 omwentelingen per minuut
- Spasme registratie
- Symmetrie training
- Grote vaste LCD display
- In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
- Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 2 standen
- Motivatieprogramma MOTomax en Trampoline
- Verrijdbaar door middel van transportwielen
- Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw



Opties & accessoires:

- Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 4 standen
- Zelfwerkende voethouders
- Beengeleiders met kuitschalen
- Armtrainer voor passief en actief gebruik
- Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer
- Rolstoel stabilisator



Pedaalradiusverstelling



Armtrainer